

*inspire joy of life*  
**MEYRA®**



**iCHAIR MEYLIFE**  
THE POWER OF LIFE



*Volle Kraft voraus – Christoph Wehn-Stenger zeigt trotz Einschränkung täglich vollen Einsatz. Der iCHAIR MEYLIFE unterstützt ihn in vielen Situationen, sowohl in der Freizeit als auch im Job. Besonders überzeugen Christoph an dem Elektrorollstuhl:*

<b>DYNAMIC ELEGANCE .....</b>	<b>6</b>
<b>e-POWER PERFORMANCE ....</b>	<b>8</b>
<b>HIGH-LIGHT .....</b>	<b>10</b>
<b>MORE SAFETY .....</b>	<b>12</b>





# iCHAIR MEYLIFE

## THE POWER OF LIFE

### DER INTELLIGENTE ELEKTROLLSTUHL VON MEYRA

Der hochwertige iCHAIR MEYLIFE ist für komplexe Krankheitsbilder bestens geeignet, zusätzliche Optionen sind nachrüstbar. Eine präzise Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers ist durch seine hohe Modularität möglich. Der dauerhafte, ganztägige Einsatz im Innen- und Außenbereich macht die selbstständige Mobilität möglich.

Der iCHAIR MEYLIFE wurde speziell für folgende Krankheitsbilder konzipiert:

- ✓ Hohe Querschnittslähmungen, Muskeldystrophie Duchenne, SMA
- ✓ Schädel-Hirn Trauma
- ✓ Multiple Sklerose
- ✓ ICP Frühkindliche Hirnschädigung
- ✓ Niedrige Querschnittslähmung
- ✓ Adipositas
- ✓ Parkinson, Schlaganfall
- ✓ Beinamputationen
- ✓ Geriatrische Versorgungen



# OVER- VIEW

## MULTIFUNKTIONALE 3D KOPFSTÜTZE

Unterschiedliche Gelenke und Profilschienen zur präzisen horizontalen-, vertikalen- und Winkel-Einstellung, Kopfstütze mit formbarem Polster und Memoryfunktion zur einfachen Abnahme

## BIOMECHANIK

Biomechanische Rückenverstellung um 80° inkl. 15 cm Längenausgleich, biomechanische Armlehnen, die sich dem Rückenwinkel folgend bis zu 45° absenken

## BEINSTÜTZE

Besondere Stabilität und kompakte Bauweise, flexible Anpassung der Beinstützenaufnahme in der Breite und Tiefe, elektrische Verstellmöglichkeiten für den Winkel, die Länge und den Fußplattenwinkel – für eine exzellente Ergonomie

## SEITENWANGEN

Zusätzliche Unterstützung des Sitzkissens

## SEITLICHE SITZSCHIENEN

Nuten auf Außen- und Innenseite zur einfachen Befestigung und Positionierung von Zubehör, wie z. B. Gurtsystemen

## KABELFÜHRUNG

Kabelverbindungen mit Plug & Play Prinzip für einfache und schnelle Ergänzung von elektrischen Komponenten, die Kabelkette schmiegt sich beim eingefahrenen Lift unauffällig in die Vertiefung unterhalb des Sitzbleches ein und schützt die Kabel vor äußeren Beschädigungen

## VOLLVERKLEIDUNG

Optisches Plus und Schutz für Stecker und Kabel vor Korrosion

## LICHTSYSTEM

Energiesparendes, reduziertes Rücklichtdesign und dynamische Blinker als Eyecatcher

## SPRITZSCHUTZ

Für die 10" und 14" Räder, beugt der Verschmutzung von Rollstuhl und Kleidung vor

## ALLRADFEDERUNG

Jedes Rad kann einzeln auf Unebenheiten reagieren für eine optimierte Stoßminderung







## DESIGN TRIFFT FUNKTIONALITÄT

Modernes Design und hochwertige Technologie – der iCHAIR MEYLIFE vereint beides zu einem durchdachten Konzept. Der optisch ansprechende und multifunktionale Elektrorollstuhl verbindet die bewährte Qualität der iCHAIR-Familie mit völlig neuen, intelligenten Komponenten. Die Vollverkleidung macht die Technik hierbei nahezu unsichtbar. Die durchdachte Anordnung modularer Kabelbäume und Serviceschnittstellen brauchen sich aber nicht verstecken – die elektrischen Komponenten sind wartungsfreundlich aufgeteilt.



### SITZSYSTEM

*Die Sitzplatte ist ohne Teiletausch in Breite und Tiefe individuell anpassbar. Optimal für den schnellen wirtschaftlichen Wiedereinsatz.*



### ELEKTRISCHE LENKRADARRETIERUNG

*Per Knopfdruck lassen sich die Lenkräder blockieren, die Fahrgeschwindigkeit wird automatisch auf 3 km/h reduziert. Verhindert das Ausschwenken der Lenkräder z. B. beim Verladen oder Rückwärtsfahren. (noch in Entwicklung)*



## FARBAKZENTE

Felgen-, Armlehneinsätze und Dynamik-Streifen  
in fünf Akzentfarben erhältlich:



polarweiß



magic blue



red metallic



lemonreflex



sonnengelb

## MODERNES DESIGN

Trifft den richtigen Ton – Christoph schätzt die individualisierte Farbgestaltung und das sportliche-elegante Erscheinungsbild des iCHAIR MEYLIFE.

Die Optik spielt eine bedeutende Rolle für den Wohlfühlfaktor. Daher ist die Powerbase des iCHAIR MEYLIFE vollverkleidet. Farbige Dynamik-Streifen, Felgen- und Armlehneinsätze geben dem Elektrorollstuhl einen individuellen Charakter. Ein rundum stimmiges, reduziertes und modernes Design.



*Stylish, modernes Design mit mattschwarzer Vollverkleidung*

DYNAMIC  
> ELEGANCE



## IT'S SHOW TIME – MULTITALENT

*Musik ist Christophs Leidenschaft. Ob über Kopfhörer im Büro oder bei der Probe seiner Schwester im Theater – Entspannung ist vorprogrammiert!*

Beim iCHAIR MEYLIFE sind Beinstütze, Lift, Kantelung und Rückenverstellung mechanisch oder stufenlos elektrisch erhältlich.

Der biomechanische Rücken mit Armlehnenabsenkung sorgt für einen Längenausgleich von 15 cm. Die komplette Mechanik ist kompakt auf der Rückenlehne untergebracht. Diese Bauweise ermöglicht maximale Flexibilität bei der Anpassung.



*Sitzen, kanteln, liegen – intuitiv und schnell lassen sich Positionswechsel mit dem iCHAIR MEYLIFE durchführen. Der elektronische Lift sorgt für Kommunikation auf Augenhöhe.*

e-POWER  
PERF





# ER FORMANCE

*Beim biomechanischen Rücken senken sich die Armlehnen um bis zu 45° ab, wenn die Rückenlehne die horizontale Position einnimmt.*





# HIGH- LIGHT



## MODERNES LICHTKONZEPT

*Sehen und gesehen werden – besonders in der Dunkelheit sorgt eine ausreichende Beleuchtung für mehr Sicherheit. Doch auch auf der Bühne machen sich Christoph und der iCHAIR MEYLIFE sichtbar gut!*

Die LED-Blinker mit dynamischem Lichtlauf-Effekt, inspiriert von der Autoindustrie, passen hervorragend zur modernen Technik des Rollstuhls. Die hellen, von innen nach außen leuchtenden LED-Lichter senden eindeutige Signale und sind zudem ein echter Blickfang. Extra hell und trotzdem energiesparend sind auch die Scheinwerfer und Rücklichter des iCHAIR MEYLIFE.



## DAS SIEGEL FÜR INDIVIDUALITÄT

Individuelle Anpassung? Kein Problem! Der iCHAIR MEYLIFE ist mit dem MY Individual-Siegel ausgezeichnet, das bedeutet, dass wir Ihnen eine maßgeschneiderte Produktlösung, angepasst an Ihre Bedürfnisse, erstellen können. Wir möchten jedem Menschen zu mehr Mobilität verhelfen – sprechen Sie uns an!

[www.meyra.de/my-individual](http://www.meyra.de/my-individual)



MORE  
SAFE



*Auch wenn es im Büro mal später wird – der iCHAIR MEYLIFE ist für den ganztägigen Einsatz gebaut und sorgt mit elektrischen Verstellmöglichkeiten zwischendurch für Entspannung und den nötigen Komfort.*





# ETTY



Mit Allradfederung und elektrischer Lenkradretterung (noch in Entwicklung).

## MEYRA iCHAIR MEYLIFE – THE POWER OF LIFE

### QUALITÄT UND SICHERHEIT

Qualität, auf die man sich verlassen kann – modular und langlebig. Hochwertige Komponenten mit langfristiger Ersatzteilversorgung machen den iCHAIR MEYLIFE zum zuverlässigen Elektrorollstuhl.

Für Sicherheit und Komfort in jeder Position sorgt die Allradfederung. Kanten und Unebenheiten können sicherer überfahren werden, da jedes Rad einzeln reagieren kann. Der Radabstand ist 2 cm länger als bei den anderen Fahrwerken der iCHAIR Familie und sorgt zusätzlich für Stabilität. Durch die Lenkradretterung (noch in Entwicklung) wird das Ausschwenken der Lenkräder z. B. beim Befahren von Rampen verhindert.



Übrigens: Der iCHAIR MEYLIFE ist ISO Crash getestet. Funktion und Sicherheit werden zudem über die Standards hinaus mit erhöhter Belastung durch MEYRA geprüft. Auf einer Teststrecke werden neben Geschwindigkeit und Bremsweg auch das Fahrverhalten bei Bodenunebenheiten, Steigungen und Gefälle unter die Lupe genommen.



### TRENNUNG DER STROMZUFUHR

Bequeme Trennung der Stromzufuhr bei längeren Standzeiten oder zum Transport im PKW oder Flugzeug.





*Im Alltag benötigt Christoph einen Rollstuhl, der ihn bei den täglichen Herausforderungen unterstützt. Mit dem Lift des iCHAIR MEYLIFE erreicht Christoph sein Ziel.*





### CHRISTOPH WEHN-STENGER

*Nach einem Badeunfall 2003 ist Christoph ab dem C7 Wirbel abwärts beeinträchtigt. Seine Mobilität ist zwar eingeschränkt, doch das hält ihn nicht auf, selbstständig zu sein. Erfolgreich leitet er einen Ersatzteilhandel. Der kompakte iCHAIR MEYLIFE ist für Christoph eine Erleichterung, ob bei der Arbeit im Büro oder in seiner Freizeit. Auch seine Schwester Jaqueline ist eine große Stütze für ihn. Sie hilft ihm, wo immer sie kann und Christoph steht ihr oft als mentale Unterstützung zur Seite. Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Team und wir sind froh, beide kennengelernt zu haben.*

THE  
POWER  
> OF LIFE

# TECHNISCHE DATEN

Dank Teilintegration in das iCHAIR-Baukastensystem ist die Versorgung mit dem iCHAIR MEYLIFE besonders wirtschaftlich. Eine hohe Versorgungsqualität mit präzisen Anpassungsmöglichkeiten wird mit minimalem Aufwand erreicht.

<b>HMV-Nr.</b>	18.99.06.1140
<b>Sitzbreite in mm</b>	380 – 530
<b>Sitztiefe in mm</b>	400 – 550
<b>Sitzhöhe <sup>1) 2) 3)</sup> in mm</b>	400 – 500
<b>Rückenhöhe <sup>3)</sup> in mm</b>	500 – 600
<b>Unterschenklänge <sup>1) 3)</sup> in mm</b>	340 – 480
<b>Armlehnenhöhe <sup>1) 3)</sup> in mm</b>	220 – 380
<b>Länge mit Fußstützen min. in mm</b>	1.120 – 1.220
<b>Transportlänge in mm</b>	860 – 910
<b>Breite fahrbereit min. in mm</b>	600 – 820
<b>Höhe ohne Kopfstütze in mm</b>	930 – 1.200
<b>Hindernishöhe in mm</b>	70
<b>Wenderadius min. (mit Fußstützen) in mm</b>	940
<b>Bodenfreiheit in mm</b>	70

## Gewichte

<b>Transportleergewicht min. in kg</b>	133 – 195
<b>Personengewicht inkl. Zuladung max. in kg</b>	120/160
<b>Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen in kg</b>	370
<b>Max. Zuladung in kg</b>	10

## Eigenschaften



<b>Fahrgeschwindigkeiten in km/h</b>	6/10
<b>Motorleistung W</b>	220/300/350
<b>Reichweite mit Batterie 60 Ah max. in km</b>	30
<b>Reichweite mit Batterie 80 Ah max. in km</b>	40
<b>Zulässige Steigungen / Gefälle in Prozent</b>	8,5° / 15 %
<b>Lenkräder in Zoll</b>	9" / 10"
<b>Antriebsräder in Zoll</b>	12,5" / 14"
<b>Sitzkantelung elektrisch in Grad</b>	0° bis 30° / 0° bis 50°
<b>Rückenwinkel elektrisch in Grad</b>	-10° bis 50° / 0° bis 60° 0° bis 80°
<b>Lift in mm</b>	300

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

- 1) Sitzsysteme Konturkissen/Netti/Ride  
2) gemessen bei 0° Sitzwinkel  
3) gemessen bis Sitzplatte

## MEYRA GmbH

 Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 Tel +49 5733 922 - 0  
 Fax +49 5733 922 - 9311

 info@meyra.de

www.meyra.de